

COMPONENTI DEL INALATORE PER L'INSULINA

UTILIZZO, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEL INALATORE PER INSULINA IN POLVERE INALATORIA "EXUBERA"

SOSTITUZIONE DELL' INALATORE E DELL'UNITÀ CHE RILASCIAM INSULINA

L'inalatore deve essere
sostituito dopo ogni anno del
suo utilizzo.


L'unità che rilascia l'insulina
dell'inalatore deve essere
sostituita ogni 2 settimane,
o ogni qualvolta sia stata
per errore esposta all'umidità
troppo elevata
(per esempio in un bagno pieno
di vapore).

COME CONSERVARE L'INALATORE PER INSULINA?


Tenere lontano dalla portata
dei bambini.

Conservare inalatore asciutto
e a temperatura
dell'ambiente.

Non mettere l'inalatore nel
frigo e non congelare.



Unità che rilascia insulina



L'inalatore si presenta in 2 modi:

-posizione di non uso (compatta e di dimensioni ridotte)

-posizione pronto per uso: allungato dopo l'estrazione del manubrio dal distanziatore.

Come si
utilizza:



1. Preparazione dell'inalatore

Prendere l'inalatore di insulina in mano, ponendo
attenzione affinché la scritta "EXUBERA" sia rivolta
verso il Paziente

